



**- Kit Telino di prevenzione e contenimento contagio per sedia -**

<b><u>Identificazione Fabbricante</u></b>	Pro Medicare s.r.l. Via Montagna Z.I. Lotto 41 72023 Mesagne (Br)
<b><u>Nome dispositivo</u></b>	Kit Telino di prevenzione e contenimento contagio per sedia
<b><u>Destinazione d'uso</u></b>	<p><i>Il dispositivo è formato da un telino per rivestire la superficie delle sedie di uso comune e non, e da una coppia di foderine per rivestire la superficie dei braccioli delle stesse, con l'unico obiettivo di preservarne l'integrità superficiale ed evitare il contatto delle stesse superfici tra i diversi soggetti utilizzatori; rappresentano una barriera fisica atta a prevenire e contenere il contagio attraverso il contatto con le superfici infette.</i></p> <p><i>La destinazione d'uso prevede l'utilizzo del dispositivo da qualsiasi persona "utilizzatore" previa lettura del foglietto illustrativo recante le modalità di utilizzo ed eventuali restrizioni.</i></p>
<b><u>Codice dispositivo</u></b>	<b>D01-011-X (dove la X rappresenta la misura: 1-2)</b>
<b><u>Numero di registrazione ministero</u></b>	1969118
<b><u>Codice di classificazione (CND)</u></b>	<b>T030104</b>
<b><u>Caratteristiche principali</u></b>	<p><i>Il kit telino ha lo scopo di rivestire la superficie dei braccioli e delle sedie di vario genere (es. sedie da sala d'attesa, sedie operative, sedie presidenziali, sedie girevoli, sedute per i trasporti, sedie per scuola, ecc...).</i></p> <p><i>Il materiale utilizzato è un tessuto a composizione PU/PES con le seguenti caratteristiche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- antibatterico secondo la norma ISO 20743-2 (Staphylococcus aureus, Methicilin Resistan Staphylococcus Aureus MRSA)</li> <li>- non è citotossico secondo la norma ISO 10993-5 e ISO 10993-12</li> <li>- non è irritante secondo la norma ISO 10993-10 e ISO 10993-1</li> <li>- resistente alla penetrazione di virus secondo la norma ISO 16604</li> <li>- antifungo secondo ASTM G 21-96</li> <li>- ignifugo secondo la standard BS 7175; crib 5</li> <li>- biocompatibile secondo la ISO 10993</li> <li>- certificato OEKO-TEX®</li> <li>- privo di lattice</li> <li>- traspirante secondo lo standard ISO 15496</li> <li>- impermeabile secondo lo standard EN 20811</li> </ul> <p><i>Tale rivestimento può essere lavabile ad alte temperature (95° massimo 10 lavaggi o a secco) sterilizzabile in autoclave a 134°/5 minuti ed igienizzabile con i seguenti detergenti/disinfettanti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PERSIL EXPERT coldzyme / HENKEL</li> <li>- 70% etanol</li> <li>- PERFORM / Schuelke</li> <li>- TPH PROTECT / Schuelke</li> <li>- MIKROZID AF liquid / Oktal pharma</li> <li>- INCIDIN PLUS / Ecolab</li> <li>- DESCOGEN liquid / Antiseptica</li> <li>- MANORAPID / Antiseptica</li> <li>- PLIVASEPT / Pliva</li> </ul>

	<p>– <b><u>non possono essere utilizzati prodotti a base di ipoclorito di sodio</u></b></p>  <p><i>Il dispositivo è marcato CE secondo il regolamento 2017/745 ed è un dispositivo medico di classe I, non sterile e senza funzioni di misura.</i></p>
<p><b><u>Confezionamento</u></b></p>	<p><i>Il dispositivo viene fornito in confezione unitaria (busta)</i></p>
<p><b><u>Immagine prodotto</u></b> <i>(le immagini sono puramente illustrative)</i></p>	
<p><b><u>Peso e dimensioni</u></b></p>	<p><i>Il telino ha un peso complessivo di circa 180 gr. ed è utilizzabile su sedie con le seguenti misure:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>mis.1 (largh. massima seduta 35 cm / lungh. massima seduta più schienale 85 cm)</i></li> <li>- <i>mis.2 (largh. massima seduta 40 cm / lungh. massima seduta più schienale 95 cm)</i></li> <li>- <i>mis.3 (largh. massima seduta 50 cm / lungh. massima seduta più schienale 110 cm)</i></li> <li>- <i>mis 4 (largh. massima seduta 60 cm / lungh. massima seduta più schienale 140 cm)</i></li> </ul> <p><i>ed i braccioli con una lunghezza x altezza pari a 40 cm x 22 cm (misure massime)</i></p>